



## **MÖLLER 52305 WEDEL VISUTEST D – 52305 PHOROPTER**

**SKU:** BU062025- AW032026

zzgl. [Versandkosten](#)

### **Möller 52305 Wedel VISUTEST D – 52305**

**Phoropter** ist ein präzises optisches Messgerät zur Bestimmung der Refraktion und Fehlsichtigkeit. Es gewährleistet eine schnelle und zuverlässige Analyse der Sehschärfe, ideal für den Einsatz in Augenarztpraxen und Optikerbetrieben.



---

**Categories:** [Ophthalmologie](#)

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

