



MÖLLER WEDEL 2146 IDEMVISUS
JDEMVISUS N. PROF. SCHOBER
SEHZEICHENPROJEKTOR

SKU: AC072025

zzgl. [Versandkosten](#)

Möller Wedel 2146 Idemvisus Jdemvisus n. Prof. Schober ist ein präziser Sehzeichenprojektor, der speziell für die ophthalmologische Diagnostik entwickelt wurde. Das Gerät ermöglicht eine zuverlässige und genaue Darstellung von Sehzeichen zur Beurteilung der Sehleistung gemäß Prof. Schobers Methode.



Categories: [Ophtalmologie](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

