



[MÖLLER WEDEL 58358.139 + CARL ZEISS F74 TKAMERA VIDEO ADAPTER FÜR OPERATIONSMIKROSKOP](#)

SKU: I072025

zzgl. [Versandkosten](#)

Der **Möller Wedel 58358.139** in Kombination mit dem **Carl Zeiss F74 T Kamera Video Adapter** ermöglicht eine hochauflösende Bildübertragung bei chirurgischen Eingriffen und optimiert die Visualisierung im Operationsmikroskop. Dieses präzise abgestimmte System gewährleistet eine zuverlässige Integration und unterstützt Chirurgen durch exzellente Bildqualität und einfache Handhabung.



Categories: [Mikroskope und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Möller Wedel 58358.139** in Kombination mit dem **Carl Zeiss F74 T-Kamera Video Adapter** stellt eine hochmoderne Lösung für die professionelle Bild- und Videoaufnahme bei chirurgischen Eingriffen dar. Speziell entwickelt für den Einsatz an Operationsmikroskopen, ermöglicht dieses Set eine präzise und zuverlässige Dokumentation medizinischer Verfahren.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Kompatibilität:** Der Adapter ist speziell auf das Carl Zeiss F74 Operationsmikroskop abgestimmt und gewährleistet eine perfekte Integration ohne Beeinträchtigung der optischen Qualität.
- **Hochwertige Videoaufnahme:** Ermöglicht die Anbringung einer T-Kamera zur hochauflösenden Videoaufnahme direkt am Mikroskop, was eine exzellente Dokumentation und Nachverfolgung der



Operationen sicherstellt.

- **Robuste Bauweise:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien, bietet der Adapter eine langlebige und stabile Verbindung, die den Anforderungen im klinischen Alltag standhält.
- **Einfache Montage:** Die Installation erfolgt schnell und unkompliziert, ohne dass das Mikroskop demontiert werden muss, was die Effizienz im OP erhöht.
- **Ergonomisches Design:** Optimiert für minimalen Platzbedarf und maximale Bewegungsfreiheit während der Anwendung.

Anwendungsbereiche:

- Neurochirurgie
- HNO-Chirurgie
- Augenchirurgie
- Allgemeinchirurgie
- Weitere chirurgische Disziplinen, die eine präzise visuelle Dokumentation erfordern

Mit dem **Möller Wedel 58358.139** und dem **Carl Zeiss F74 T-Kamera Video Adapter** erhalten medizinische Fachkräfte ein zuverlässiges Werkzeug zur Verbesserung der diagnostischen und therapeutischen Effizienz. Die Kombination ermöglicht eine erstklassige Bildgebung, die sowohl die operative Präzision unterstützt als auch die Qualität der Patientenaufklärung und Schulung verbessert.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

