



**MÖLLER WEDEL 623 101 - 623101 - OP-  
STUHL FÜR DEN AUGENARZT + AESCULAP  
MEL 60 - MEL60**

**SKU:** BE062025-nv

zzgl. [Versandkosten](#)

**Möller Wedel 623 101 - 623101** ist ein ergonomisch gestalteter OP-Stuhl speziell für Augenärzte, der hohen Komfort und optimale Stabilität während chirurgischer Eingriffe bietet. Der *Aesculap MEL 60 - MEL60* ergänzt die Ausstattung durch präzise Verstellmöglichkeiten und langlebige Materialien, die eine sichere und effiziente Nutzung im medizinischen Alltag gewährleisten.



---

**Categories:** [Ophtalmologie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Möller Wedel 623 101 - 623101 OP-Stuhl** in Kombination mit dem **Aesculap MEL 60 - MEL60** ist eine hochwertige, ergonomisch gestaltete Sitzlösung, speziell entwickelt für den Einsatz in der Augenheilkunde. Dieses System bietet optimale Voraussetzungen für präzise und komfortable Untersuchungen sowie operative Eingriffe am Auge.

### Produktmerkmale des Möller Wedel 623 101 OP-Stuhls:

- **Ergonomisches Design:** Der Stuhl ist so konzipiert, dass er eine bequeme Sitzhaltung über längere Zeiträume ermöglicht und somit Ermüdungserscheinungen bei Ärzten und Patienten minimiert.
- **Verstellbarkeit:** Mehrfach verstellbare Sitzhöhe und Rückenlehne ermöglichen eine individuelle Anpassung an die Körpergröße des Patienten sowie an die jeweiligen Untersuchungs- und Behandlungsanforderungen.



- **Stabilität und Sicherheit:** Robuste Konstruktion mit stabiler Basis gewährleistet sicheren Stand und verhindert unerwünschte Bewegungen während der Behandlung.
- **Hygienische Materialien:** Die Sitzflächen sind aus pflegeleichtem, desinfizierbarem Material gefertigt, das den hohen hygienischen Anforderungen in medizinischen Einrichtungen entspricht.

#### **Aesculap MEL 60 - MEL60 Erweiterungsmerkmale:**

- **Integration mit medizinischen Geräten:** Die Kombination mit dem MEL 60 ermöglicht eine nahtlose Integration von Instrumenten und Zubehör, die für augenärztliche Untersuchungen erforderlich sind.
- **Präzise Höhen- und Neigungsverstellung:** Ermöglicht eine exakte Positionierung des Patienten, um optimale Sicht- und Arbeitsbedingungen für den Augenarzt zu schaffen.
- **Langlebigkeit und Qualität:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien von Aesculap, einem renommierten Hersteller für medizinische Geräte, garantiert der MEL 60 eine lange Lebensdauer und zuverlässigen Betrieb.

#### **Anwendungsbereiche:**

Der OP-Stuhl Möller Wedel 623 101 in Kombination mit dem Aesculap MEL 60 ist ideal geeignet für:

- Augenärztliche Untersuchungen und Diagnostik
- Operative Eingriffe im Bereich der Augenheilkunde
- Ambulante und stationäre Behandlungen
- Forschung und Lehre im medizinischen Umfeld

**Fazit:** Mit dem Möller Wedel 623 101 OP-Stuhl und dem Aesculap MEL 60 erhalten Sie eine durchdachte, qualitativ hochwertige Sitzlösung, die sowohl den Komfort für Patienten als auch die ergonomischen und funktionalen Anforderungen von Augenärzten ideal erfüllt. Die Kombination aus flexibler Verstellbarkeit, stabiler Bauweise und hygienischem Design macht dieses Produkt zu einem unverzichtbaren Bestandteil moderner augenärztlicher Praxen und Kliniken.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

