



[MÖLLER WEDEL HAAG STREIT 656 262 268 - 656262268 - ADAPTER](#)

SKU: H072025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

Möller Wedel Haag Streit 656 262 268 Adapter ist ein hochwertiges Verbindungselement, das eine sichere und präzise Kopplung medizinischer Geräte gewährleistet. Dieses robuste Zubehör sorgt für optimale Kompatibilität und zuverlässige Funktionalität im klinischen Einsatz.



Categories: [Fundgrube](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Möller Wedel Haag Streit 656 262 268 Adapter** ist ein hochwertiges und speziell entwickeltes Verbindungselement, das in der medizinischen Diagnostik und Ophthalmologie verwendet wird. Dieser Adapter ermöglicht die sichere und präzise Kopplung zwischen verschiedenen Geräten und Instrumenten, insbesondere im Bereich der Augenheilkunde.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Kompatibilität:** Speziell konzipiert für die Integration mit Geräten der Marke Haag Streit, gewährleistet er eine optimale Anpassung und Funktionalität.
- **Robuste Bauweise:** Hergestellt aus hochwertigen Materialien, bietet der Adapter eine langlebige und zuverlässige Verbindung, die auch bei häufigem Gebrauch stabil bleibt.
- **Einfache Handhabung:** Das Design des Adapters ermöglicht eine unkomplizierte Montage und Demontage, was Zeit spart und die Bedienung erleichtert.
- **Präzision:** Durch die genaue Passform wird eine exakte Ausrichtung der verbundenen Instrumente gewährleistet, was für präzise Messergebnisse essenziell ist.



Der Adapter ist besonders geeignet für den Einsatz in ophthalmologischen Untersuchungen, bei denen verschiedene Geräte wie Spaltlampen, Kameras oder Messinstrumente miteinander verbunden werden müssen. Seine Verwendung unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, ihre Diagnostik effizienter und sicherer zu gestalten.

Technische Details:

- Artikelnummer: 656 262 268
- Material: Hochwertiges Metall/Kunststoff (je nach Ausführung)
- Farbe: Standardmäßig in neutralem Farbton erhältlich
- Abmessungen: Präzise auf Haag Streit Geräte abgestimmt

Der **Möller Wedel Haag Streit Adapter 656 262 268** ist ein unverzichtbares Zubehör für medizinische Einrichtungen, die Wert auf Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit legen. Mit diesem Adapter gewährleisten Sie eine optimale Verbindung Ihrer diagnostischen Geräte und tragen somit zu einer verbesserten Patientenversorgung bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

