



MÖLLER WEDEL HI-R900 AUF FS3-21 FUSS - OPHTHALMOLOGISCHES MIKROPSKOP

SKU: AM062025

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Möller Wedel HI-R900 auf FS3-21 Fuß ist ein hochwertiges ophthalmologisches Mikroskop, das durch seine *präzise Optik* und *stabile Bauweise* eine exzellente Sicht bei diagnostischen und therapeutischen Eingriffen gewährleistet. Mit der Modellbezeichnung **20000 - E24000 - ep** bietet es modernste Technik für höchste Anforderungen in der Augenchirurgie.



Categories: [Mikroskope und Zubehör](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

