



## [MÖLLER WEDEL SPECTRAT-3 655355 - MIKROSKOP](#)

SKU: BS072025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Mikroskop](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **MÖLLER WEDEL Spectrat-3 655355 Mikroskop** ist ein hochwertiges optisches Präzisionsinstrument, das speziell für den Einsatz in medizinischen, biologischen und wissenschaftlichen Laboren entwickelt wurde. Es bietet eine exzellente Bildqualität und eine robuste Konstruktion, die den hohen Anforderungen in professionellen Arbeitsumgebungen gerecht wird.

#### Hauptmerkmale und technische Spezifikationen:

- **Optisches System:** Hochauflösende Achromat-Objektive mit mehrfachvergüteten Linsen sorgen für eine brillante Bilddarstellung und minimieren chromatische Aberrationen.
- **Vergrößerungsstufen:** Einstellbare Vergrößerungen von 40x bis 1000x ermöglichen detaillierte Untersuchungen verschiedenster Proben.
- **Beleuchtung:** Integrierte LED-Kaltlichtquelle mit stufenloser Helligkeitsregelung garantiert eine gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung der Proben.
- **Fokussierung:** Feine und grobe Fokussiermechanismen erlauben präzise Schärfereinstellungen für optimale Bildschärfe.
- **Ergonomie:** Der ergonomisch gestaltete Tubus und der komfortable Tragegriff sorgen für eine einfache Handhabung auch bei längeren Untersuchungen.
- **Stativ und Mechanik:** Stabiler Metallständer mit mechanischem Präzisions-Objektstisch, der eine exakte Positionierung der Proben gewährleistet.
- **Kompatibilität:** Anschlussmöglichkeit für digitale Kameras und weitere Zubehörteile zur Dokumentation und Analyse.

#### Anwendungsbereiche:



Das MÖLLER WEDEL Spectrat-3 655355 ist ideal geeignet für:

- Medizinische Diagnostik und Pathologie
- Biologische Forschung und Mikrobiologie
- Pharmazeutische Entwicklung und Qualitätskontrolle
- Lehre und Ausbildung im naturwissenschaftlichen Bereich

**Vorteile auf einen Blick:**

- Präzise und scharfe Bildgebung für detailgenaue Untersuchungen
- Langlebige und robuste Bauweise für den Dauereinsatz
- Flexible Beleuchtung und Fokussteuerung für optimale Untersuchungsergebnisse
- Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
- Einfache Integration in bestehende Laborumgebungen durch vielseitige Anschlussmöglichkeiten

Mit dem **MÖLLER WEDEL Spectrat-3 655355 Mikroskop** erhalten Sie ein leistungsstarkes und zuverlässiges Instrument, das höchste Ansprüche in klinischen und wissenschaftlichen Anwendungen erfüllt. Es unterstützt Sie dabei, präzise Diagnosen zu stellen und komplexe biologische Strukturen detailliert zu analysieren.

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

