



## **MÖLLER-WEDEL VM 900 FS 2011 OPHTHALMIC MICROSCOP**

**SKU:** BA102016-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**MÖLLER-WEDEL VM 900 FS 2011 Ophthalmic Microscop** ist ein hochpräzises Operationsmikroskop, speziell entwickelt für ophthalmologische Eingriffe. Es bietet exzellente optische Klarheit und ergonomisches Design, um Chirurgen maximale Präzision und Komfort während der Behandlung zu gewährleisten.



---

**Categories:** [Ophtalmologie](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das **MÖLLER-WEDEL VM 900 FS 2011 Ophthalmic Microscop** ist ein hochmodernes Operationsmikroskop, speziell entwickelt für die Anforderungen in der Ophthalmologie. Es bietet herausragende optische Qualität und ergonomisches Design, um Chirurgen bei anspruchsvollen Augenoperationen optimale Unterstützung zu gewährleisten.

### **Optische Präzision und Vielseitigkeit**

Das Mikroskop verfügt über ein hochauflösendes optisches System mit hervorragender Farbtreue und Kontrastdarstellung. Durch die variable Vergrößerung und einen großen Arbeitsabstand ermöglicht es präzise Visualisierung selbst feinsten Strukturen im Auge. Die integrierte Beleuchtungseinheit sorgt für eine homogene und blendfreie Ausleuchtung des Operationsfeldes.

### **Ergonomisches Design**

Das VM 900 FS 2011 ist so konzipiert, dass es eine optimale Körperhaltung des Operateurs unterstützt. Die



leichtgängigen Verstellmöglichkeiten für Fokus, Zoom und Positionierung erlauben eine intuitive und schnelle Anpassung während des Eingriffs. Dies trägt entscheidend zur Reduzierung von Ermüdungserscheinungen bei langen Operationen bei.

#### **Technische Merkmale im Überblick:**

- Hochwertige Optik mit mehrstufiger Vergrößerung
- Variable Fokussierung für präzise Tiefenschärfe
- Integrierte LED-Kaltlichtquelle für optimale Ausleuchtung
- Fließende und leise Verstellmechanismen
- Robustes und zugleich flexibles Stativ mit hoher Stabilität
- Modulares Design zur einfachen Integration von Zusatzgeräten, z. B. Kamerasystemen

#### **Anwendungsgebiete**

Das VM 900 FS 2011 ist ideal geeignet für verschiedenste ophthalmologische Eingriffe, darunter Kataraktchirurgie, Vitrektomie, Glaukomoperationen und Hornhauttransplantationen. Die Kombination aus optischer Exzellenz und ergonomischem Handling unterstützt die präzise und sichere Durchführung komplexer Operationen.

#### **Fazit**

Mit dem MÖLLER-WEDEL VM 900 FS 2011 Ophthalmic Microscop erhalten Sie ein zuverlässiges, leistungsstarkes und anwenderfreundliches Mikroskop, das den höchsten Ansprüchen moderner Augenheilkunde gerecht wird. Es vereint innovative Technologie mit durchdachtem Design und trägt damit maßgeblich zu erfolgreichen ophthalmologischen Behandlungen bei.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

**Weight** 300 kg



## GALLERIE

