



## [MÖLLER & WEDEL VM 900 OP-MIKROSKOP](#) [OPERATIONSMIKROSKOP FS-3010](#)

SKU: AT062016-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Das **Möller & Wedel VM 900 OP-Mikroskop** ist ein hochauflösendes *Operationsmikroskop*, das präzise Visualisierung und optimale Ergonomie für chirurgische Eingriffe bietet. Mit dem Modell FS-3010 gewährleistet es eine exzellente Bildqualität und vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der modernen Medizintechnik.



---

Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Möller & Wedel VM 900 OP-Mikroskop** ist ein hochmodernes **Operationsmikroskop**, das speziell für den Einsatz in chirurgischen und medizinischen Eingriffen entwickelt wurde. Das Modell **FS-3010** bietet eine herausragende optische Leistung und ergonomische Funktionen, die Chirurgen eine präzise und komfortable Arbeitsumgebung ermöglichen.

### Optische Eigenschaften:

- Hochauflösende Optik mit Mehrschichtvergütung für maximale Lichttransmission
- Variable Vergrößerung von **6x bis 40x** zur optimalen Anpassung an unterschiedliche Operationsanforderungen
- Stereoskopische 3D-Darstellung für eine präzise Tiefenwahrnehmung
- Integrierte Koaxialbeleuchtung mit LED-Technologie für gleichmäßige, schattenfreie Ausleuchtung des Operationsfeldes



### **Ergonomie und Bedienkomfort:**

- Flexible, schwenkbare Arme für eine einfache Positionierung des Mikroskops während der Operation
- Stufenlose Fokussierung und Zoomsteuerung mittels leichtgängiger Handräder
- Ergonomisch gestaltete Okulare mit Dioptrieneinstellung zur Anpassung an verschiedene Benutzer
- Leicht zugängliche Bedienelemente für intuitive Handhabung im OP-Saal

### **Technische Spezifikationen:**

- Modell: VM 900 OP-Mikroskop FS-3010
- Vergrößerungsbereich: 6x – 40x
- Beleuchtungsquelle: LED, koaxial
- Gewicht: ca. 12 kg (abhängig von der Konfiguration)
- Stromversorgung: 230 V / 50 Hz

### **Anwendungsbereiche:**

Das Möller & Wedel VM 900 eignet sich ideal für verschiedenste chirurgische Fachgebiete, darunter:

- Neurochirurgie
- HNO-Chirurgie
- Plastische und rekonstruktive Chirurgie
- Zahnmedizinische Chirurgie
- Augenchirurgie

Mit seiner erstklassigen Optik, präzisen Steuerung und robusten Bauweise unterstützt das VM 900 OP-Mikroskop Chirurgen dabei, komplexe Eingriffe sicher und effizient durchzuführen. Die Kombination aus hoher Bildqualität und Bedienkomfort macht das FS-3010 zu einem unverzichtbaren Instrument in modernen Operationssälen.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

**Weight** 230 kg



## GALLERIE

