



## [MONITORTRÄGER FÜR PHILIPS MONITORE ITD](#)

**SKU:** AQ012024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Der Monitorträger für Philips Monitore ITD ermöglicht eine ergonomische und sichere Befestigung der Geräte im medizinischen Umfeld. Er zeichnet sich durch stabile Konstruktion und flexible Verstellmöglichkeiten aus, um eine optimale Sichtposition zu gewährleisten.



---

**Categories:** [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Monitorträger für Philips Monitore ITD** ist eine speziell entwickelte Halterung, die eine sichere und flexible Befestigung von Philips-Monitoren im medizinischen Umfeld gewährleistet. Dieses Produkt wurde unter Berücksichtigung höchster Qualitätsstandards entworfen, um die Anforderungen moderner klinischer Arbeitsplätze optimal zu erfüllen.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Kompatibilität:** Speziell angepasst für Philips Monitore des ITD-Systems, gewährleistet der Monitorträger eine perfekte Passform und einfache Montage.
- **Robuste Bauweise:** Hergestellt aus hochwertigen, langlebigen Materialien, die den Anforderungen eines klinischen Umfelds standhalten und eine lange Lebensdauer gewährleisten.
- **Ergonomisches Design:** Ermöglicht eine flexible Ausrichtung und Positionierung des Monitors, um die Sichtbarkeit zu optimieren und ergonomische Arbeitsbedingungen zu fördern.
- **Einfache Installation:** Intuitive Befestigungsmethoden sorgen für eine zeitsparende und sichere Anbringung an medizinischen Arbeitsplätzen oder mobilen Einheiten.

- **Platzsparend:** Durch die kompakte Bauform wird wertvoller Platz am Arbeitsplatz eingespart, wodurch mehr Bewegungsfreiheit und Übersichtlichkeit erzielt werden.
- **Reinigung und Hygiene:** Die glatten Oberflächen sind leicht zu reinigen und desinfizieren, was den hohen Hygieneanforderungen in medizinischen Einrichtungen entspricht.

### **Anwendungsbereiche:**

Der Monitorträger eignet sich ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen, Laboren und anderen medizinischen Einrichtungen, in denen Philips Monitore im ITD-System verwendet werden. Er unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, Patienteninformationen jederzeit schnell und zuverlässig einzusehen.

Mit dem Monitorträger für Philips Monitore ITD investieren Sie in eine sichere, langlebige und ergonomische Lösung, die den Arbeitsalltag in der medizinischen Versorgung erleichtert und die Effizienz steigert.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

<b>Versand</b>	Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.
<b>Zustand</b>	Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist. D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen. Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen
<b>Lieferumfang</b>	Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist. D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen. Gereinigt und desinfiziert



## GALLERIE

