



[MYO-TRAINER 2000 MIT EINER SONDE](#)

SKU: AR082024 // CS 082024

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Therapie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der MYO-Trainer 2000 ist ein medizinisches Gerät, das in der Physiotherapie und Rehabilitation eingesetzt wird, um die Muskulatur zu trainieren und die neuromuskuläre Kontrolle zu verbessern. Es handelt sich dabei um ein Elektrostimulationsgerät, das elektrische Impulse verwendet, um Muskelkontraktionen zu erzeugen. Dies kann besonders hilfreich sein bei der Rehabilitation nach Verletzungen oder Operationen sowie zur Verbesserung der Muskelkraft und -ausdauer.

Hier sind einige der Hauptmerkmale und Funktionen des MYO-Trainer 2000:

1. **Elektrostimulation:** Das Gerät nutzt elektrische Impulse, um gezielt Muskeln zu stimulieren, was eine passive Form des Trainings darstellt.
2. **Einstellbare Parameter:** Nutzer können verschiedene Einstellungen wie Intensität, Frequenz und Dauer der Stimulation anpassen, um individuelle Therapieziele zu erreichen.
3. **Vielseitige Anwendung:** Der MYO-Trainer kann für verschiedene Muskelgruppen eingesetzt werden und ist somit für eine breite Palette von Anwendungen geeignet.
4. **Benutzerfreundlichkeit:** Oft sind diese Geräte so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen sind, auch für Personen ohne medizinische Ausbildung.
5. **Therapeutische Unterstützung:** Der Einsatz von Elektrostimulation kann helfen, Schmerzen zu lindern, die Durchblutung zu fördern und die Heilung von Verletzungen zu unterstützen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

