



## [NDS V3C-SX18-A143 LCD MEDICAL DISPLAY MONITOR 18 VIDEO ENDOSCOPY MIT NETZTEIL](#)

SKU: GQ052025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **NDS V3C-SX18-A143** ist ein hochauflösender **18-Zoll LCD Medical Display Monitor**, speziell entwickelt für den Einsatz in der medizinischen Endoskopie. Dieses Gerät bietet eine exzellente Bildqualität und ist damit ideal geeignet zur Darstellung von Videobildern aus Endoskopie-Systemen, wodurch eine präzise Diagnostik und Therapieunterstützung gewährleistet wird.

### Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Hochauflösendes 18-Zoll LCD-Panel:** Sorgt für klare, scharfe und kontrastreiche Bilder, die für die Darstellung feinsten Details in der endoskopischen Bildgebung unerlässlich sind.
- **Optimiert für Videoendoskopie:** Das Modell V3C-SX18-A143 ist speziell auf die Anforderungen der Videoendoskopie abgestimmt und unterstützt die Darstellung in Echtzeit ohne Verzögerungen.
- **Vielfältige Anschlussmöglichkeiten:** Der Monitor verfügt über verschiedene Videoeingänge, die eine einfache Integration in bestehende endoskopische Systeme ermöglichen.
- **Inklusive Netzteil:** Das mitgelieferte Netzteil gewährleistet eine stabile Stromversorgung und einen zuverlässigen Betrieb unter klinischen Bedingungen.
- **Robustes und hygienisches Design:** Das Gehäuse ist leicht zu reinigen und entspricht den hohen Hygienestandards im medizinischen Umfeld.
- **Ergonomische Bedienung:** Intuitive Steuerungselemente ermöglichen eine einfache Anpassung der Bildeinstellungen direkt am Gerät.

### Anwendungsgebiete:



Der NDS V3C-SX18-A143 ist optimal geeignet für den Einsatz in verschiedenen Bereichen der medizinischen Endoskopie, darunter:

- Gastroenterologie
- Chirurgie
- Urologie
- Gynäkologie
- HNO (Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde)

**Technische Daten (Auszug):**

- Displaygröße: 18 Zoll
- Paneltyp: LCD mit hoher Auflösung
- Videoanschlüsse: Kompatibel mit gängigen Endoskopie-Videosignalen
- Netzteil: Inklusive, für stabilen Betrieb
- Maße und Gewicht: Kompakt und leicht für einfache Integration

Mit dem **NDS V3C-SX18-A143 LCD Medical Display Monitor** erhalten Sie ein zuverlässiges und qualitativ hochwertiges Gerät, das die Anforderungen moderner medizinischer Bildgebung erfüllt und die präzise Visualisierung endoskopischer Untersuchungen unterstützt. Seine Kombination aus hervorragender Bildqualität, robustem Design und einfacher Handhabung macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung in jedem medizinischen Untersuchungsraum.

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

