



NELLCOR N-600 PULSE OXIMETER OXYMETER OXIMAX - FEHLERCODE EEE559

SKU: FR122025

zzgl. [Versandkosten](#)

Nellcor N-600 Pulse Oximeter OxiMax ist ein präzises Messgerät zur kontinuierlichen Überwachung der Sauerstoffsättigung und Pulsfrequenz. Bitte beachten Sie den Fehlercode *EEE559*, der auf eine spezifische Funktionsstörung hinweist und eine fachgerechte Überprüfung erforderlich macht.



Categories: [Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Nellcor N-600 Pulse Oximeter** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät zur präzisen und zuverlässigen Messung der peripheren Sauerstoffsättigung (SpO₂) und Pulsfrequenz. Es gehört zur renommierten OxiMax-Serie von Nellcor, die für ihre bewährte Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit in klinischen sowie ambulanten Anwendungen weltweit geschätzt wird.

Wesentliche Merkmale und Funktionen:

- **Präzise Messung der Sauerstoffsättigung (SpO₂):** Dank der fortschrittlichen OxiMax-Technologie liefert das N-600 zuverlässige Werte auch unter schwierigen Bedingungen wie Patientenbewegungen oder schwacher Durchblutung.
- **Pulsmessung:** Kontinuierliche Erfassung der Herzfrequenz mit schneller Reaktionszeit und hoher Genauigkeit.
- **Benutzerfreundliches Display:** Klar ablesbares LCD-Display mit gut sichtbaren numerischen Werten und graphischer Darstellung zur einfachen Überwachung.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern, Notfallmedizin, häuslicher



Pflege und bei Sportlern.

Hinweis zum Fehlercode EEE559:

Der Fehlercode **EEE559** weist auf ein technisches Problem im Gerät hin, das die korrekte Funktion der Sauerstoffmessung beeinträchtigen kann. Ursachen können u.a. ein defekter Sensor, Verbindungsprobleme oder interne Hardwareschäden sein. Es wird empfohlen, das Gerät in diesem Fall von einem autorisierten Servicezentrum überprüfen und gegebenenfalls reparieren zu lassen, um die Sicherheit und Genauigkeit der Messungen zu gewährleisten.

Technische Spezifikationen:

- Messbereich SpO₂: 0–100 %
- Pulsfrequenz: 30–250 Schläge pro Minute
- Stromversorgung: Batteriebetrieb oder Netzadapter
- Gewicht: leicht und kompakt für mobilen Einsatz
- Kompatibel mit Nellcor-Sensoren der OxiMax-Serie

Das Nellcor N-600 Pulse Oximeter ist ein unverzichtbares Werkzeug für medizinisches Fachpersonal, um die Sauerstoffversorgung von Patienten schnell und zuverlässig zu überwachen. Die Kombination aus bewährter Technologie und einfacher Handhabung unterstützt eine optimale Patientenversorgung in verschiedensten klinischen Situationen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

