




## [NELLCOR OXIMAX N-600](#)

SKU: HN112024

zzgl. [Versandkosten](#)

**Nellcor Oximax N-600** ist ein hochpräziser Pulsoximeter-Sensor, der eine zuverlässige und kontinuierliche Messung der Sauerstoffsättigung und Pulsfrequenz ermöglicht. Dank fortschrittlicher Signalverarbeitung bietet er eine exakte Überwachung selbst bei Patienten mit schlechter Durchblutung oder Bewegung. Ideal für den Einsatz in klinischen und ambulanten Umgebungen.



---

Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

