



## [NELLCOR PURITAN BENNETT MODEL N-560](#)

SKU: DE112024-K

zzgl. [Versandkosten](#)

**Das Nellcor Puritan Bennett Model N-560** ist ein zuverlässiges Beatmungsgerät, das präzise Unterstützung bei der Patientenbeatmung bietet und sich durch benutzerfreundliche Bedienung sowie vielseitige Einstellmöglichkeiten auszeichnet. Es gewährleistet eine sichere und effektive Therapie in klinischen Umgebungen.



---

Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

