



## **NIHON KOHDEN BSM-2301K** **PATIENTENMONITOR**

**SKU:** BI112025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der **Nihon Kohden BSM-2301K Patientenmonitor** ist ein hochmodernes, vielseitiges Überwachungsgerät, das speziell für den Einsatz in Krankenhäusern, Kliniken und anderen medizinischen Einrichtungen entwickelt wurde. Er bietet eine umfassende und präzise Überwachung der Vitalparameter von Patienten in verschiedenen klinischen Situationen, von der Intensivpflege bis zur perioperativen Überwachung.

#### **Leistungsmerkmale und Funktionen:**

- **Multifunktionale Überwachung:** Der BSM-2301K misst zuverlässig und kontinuierlich eine Vielzahl von Vitalparametern, darunter EKG, Pulsfrequenz, Blutdruck (invasiv und nicht-invasiv), Sauerstoffsättigung (SpO2), Atemfrequenz und Temperatur.
- **Hochauflösendes Farbdisplay:** Das großzügige LCD-Display ermöglicht eine klare und übersichtliche Darstellung von Wellenformen, numerischen Werten und Trends, was die schnelle Beurteilung des Patientenstatus erleichtert.
- **Intuitive Benutzeroberfläche:** Dank eines benutzerfreundlichen Menüs und ergonomischer Bedienelemente können medizinische Fachkräfte den Monitor schnell konfigurieren und an individuelle Anforderungen anpassen.
- **Alarmmanagement:** Der Monitor verfügt über ein zuverlässiges Alarmsystem mit einstellbaren Schwellenwerten, das frühzeitig auf kritische Veränderungen der Patientenparameter hinweist und somit eine prompte Reaktion ermöglicht.
- **Datenmanagement und Schnittstellen:** Integrierte Schnittstellen (z. B. USB, LAN) erlauben den einfachen Export von Patientendaten und die Anbindung an Krankenhausinformationssysteme, wodurch eine nahtlose Dokumentation und Analyse gewährleistet wird.
- **Mobilität und Robustheit:** Das kompakte und leichte Design sowie langlebige Materialien machen den



BSM-2301K ideal für den Einsatz an verschiedenen Stationen und im Notfall.

#### **Technische Spezifikationen:**

- Messbereiche: EKG (3-5 Ableitungen), NIBP, IBP, SpO2, Temperatur, Atemfrequenz
- Displaygröße: ca. 10 Zoll Farb-LCD
- Stromversorgung: Netzbetrieb mit Akkupufferung für den mobilen Einsatz
- Alarmfunktionen: Visuelle und akustische Alarmer mit Prioritätsstufen
- Kommunikation: USB, LAN, optionale drahtlose Schnittstellen

Der **Nihon Kohden BSM-2301K** Patientenmonitor steht für höchste Präzision, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Er unterstützt medizinisches Personal dabei, lebenswichtige Entscheidungen schnell und sicher zu treffen, und trägt somit maßgeblich zur Verbesserung der Patientenversorgung bei.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

