



**NIHON KOHDEN CARDIOFAX G ECG-2550**  
**ECG2550 - CARDIOFAX G - MIT**  
**PATIENTENKABEL -**

**SKU:** DA052025NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**Der Nihon Kohden Cardiofax G ECG-2550** ist ein zuverlässiges und hochpräzises EKG-Gerät, das durch seine benutzerfreundliche Bedienung und integriertes Patientenkabel optimale Diagnostik im klinischen Alltag ermöglicht. *Ideal für präzise Herzrhythmusanalyse und sichere Patientendatenaufnahme.*



---

**Categories:** [EKG](#), [EKG Ergometrie und Spirometrie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Nihon Kohden Cardiofax G ECG-2550 (ECG2550)** ist ein hochmodernes Elektrokardiographie-Gerät (EKG), das speziell für den klinischen Einsatz entwickelt wurde. Dieses Gerät bietet präzise und zuverlässige EKG-Messungen und unterstützt medizinisches Fachpersonal bei der Diagnose und Überwachung kardiovaskulärer Erkrankungen.

### Hauptmerkmale des Cardiofax G ECG-2550:

- **Präzise EKG-Aufzeichnung:** Das Gerät ermöglicht eine hochauflösende 12-Kanal-EKG-Aufzeichnung mit exzellenter Signalqualität zur sicheren Diagnosestellung.
- **Integriertes Patientenkabel:** Das mitgelieferte Patientenkabel gewährleistet eine einfache und schnelle Verbindung zum Patienten, minimiert Artefakte und erhöht den Bedienkomfort.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Intuitive Menüs und ein übersichtliches Display erleichtern die Bedienung und ermöglichen eine schnelle Durchführung der Untersuchungen.
- **Vielseitige Druckoptionen:** Das Gerät unterstützt verschiedene Druckformate, um EKG-Ausdrucke optimal an

klinische Anforderungen anzupassen.

- **Automatische EKG-Analyse:** Eingebaute Algorithmen zur automatischen Interpretation unterstützen die klinische Entscheidungsfindung.
- **Speichermöglichkeit:** Speicherung von EKG-Daten ermöglicht eine einfache Nachverfolgung und Vergleich von Patientenbefunden.

#### **Anwendungsgebiete:**

- Diagnose und Überwachung von Herzrhythmusstörungen
- Erkennung von Myokardinfarkten und anderen akuten Herzereignissen
- Langzeitüberwachung in der Kardiologie und Notfallmedizin
- Routine-Check-ups und präventive Untersuchungen

#### **Technische Daten (Auszug):**

- 12-Kanal-EKG-System
- Hohe Samplingrate für präzise Signalaufnahme
- Integrierter Thermodrucker
- Kompatibel mit gängigen Datenmanagement-Systemen
- Maße und Gewicht für einfache Portabilität

Der **Nihon Kohden Cardiofax G ECG-2550** zeichnet sich durch seine robuste Bauweise und hohe Verlässlichkeit aus, was ihn zu einem idealen Partner in verschiedenen medizinischen Einrichtungen macht – vom Krankenhaus bis zur Praxis. Durch die Kombination aus modernster Technologie und anwenderfreundlichem Design unterstützt dieses EKG-Gerät eine effiziente und präzise kardiologische Diagnostik.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

