



## [NIHON KOHDEN CARDIOFAX S ECG-1250K MIT ARM](#)

SKU: AB012025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [EKG Ergometrie und Spirometrie](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Nihon Kohden Cardiofax S ECG-1250K** ist ein kompaktes, diagnostisches 12-Kanal-EKG-Gerät, das für die effiziente Analyse und Dokumentation von Ruhe-EKGs in Kliniken und Praxen konzipiert wurde. **Die Ausführung mit Schwenkarm (Kabelarm) dient der stabilen Führung des Patientenkabels am Gerätewagen, um Kabelsalat und Signalstörungen zu minimieren.**

Technische Highlights

Das Gerät kombiniert präzise Messtechnik mit benutzerfreundlichen Funktionen für den schnellen klinischen Alltag.

- **Analyse & Interpretation:** Nutzt das ECAPS 12C-Programm zur simultanen 12-Kanal-Analyse mit ca. 200 Befunden und spezieller Erkennung von Brugada-Mustern.
- **Display:** 12-Kanal-Vorschau auf einem farbigen LCD-Display zur Kontrolle der Kurven vor dem Ausdruck.
- **Speicherung:** Interner Speicher für bis zu 400 EKG-Dateien; erweiterbar auf ca. 3.000 Dateien via SD-Karte.
- **Drucker:** Integrierter Thermokammschreiber für 110 mm breites Papier mit manuellem oder automatischem Ausdruck.

Konfiguration mit Arm und Wagen

Die Kombination mit einem Gerätewagen und einem schwenkbaren Auslegerarm (Kabelarm) erhöht die Mobilität und Ergonomie deutlich.

- **Kabelarm:** Verhindert das Herunterfallen des Patientenkabels und reduziert mechanische Belastungen an den Anschlüssen.
- **Mobilität:** Der Gerätewagen bietet oft zusätzliche Ablagefächer für EKG-Papier, Elektroden und Gel.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

