



[NIHON KOHDEN CARDIOLIFE TEC-7731K DEFIBRILLATOR](#)

SKU: HG112024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Der Nihon Kohden Cardiolife Tec-7731K Defibrillator ist ein zuverlässiges, tragbares Gerät zur notfallmedizinischen Behandlung von Herzrhythmusstörungen durch schnelle und präzise Defibrillation. Mit benutzerfreundlicher Bedienoberfläche und modernster Technologie unterstützt er effektiv die Wiederbelebung in kritischen Situationen.



Categories: [Notfallversorgung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Nihon Kohden Cardiolife Tec-7731K Defibrillator** ist ein hochmodernes, tragbares medizinisches Gerät, das speziell für den Einsatz in Notfallsituationen zur Behandlung von Herzstillstand und lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen entwickelt wurde. Dieses Gerät kombiniert fortschrittliche Technologie mit intuitiver Bedienbarkeit, um eine schnelle, effektive und sichere Defibrillation zu gewährleisten.

Hauptmerkmale und Funktionen:

- **Multifunktionalität:** Der Tec-7731K ist nicht nur ein Defibrillator, sondern auch ein Monitor, der EKG-Signale in Echtzeit anzeigt und somit eine umfassende Überwachung des Patienten ermöglicht.
- **Automatische und manuelle Defibrillation:** Das Gerät unterstützt sowohl die automatische externe Defibrillation (AED) als auch die manuelle Anwendung durch geschultes Personal, was eine flexible Nutzung in verschiedenen klinischen Szenarien erlaubt.
- **Adaptive Energieabgabe:** Die Energieabgabe wird automatisch an den Patienten angepasst, um eine effektive



Defibrillation mit minimalem Risiko für Gewebeschäden zu gewährleisten.

- **Leichtes und robustes Design:** Mit einem ergonomischen Gehäuse und einem Gewicht, das den Transport erleichtert, eignet sich der Tec-7731K ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, Rettungsdiensten und mobilen Notfalleinheiten.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Ein übersichtliches Display sowie klare akustische und visuelle Anweisungen unterstützen den Anwender bei der schnellen und korrekten Anwendung.
- **Lange Batterielebensdauer:** Die leistungsstarken Batterien garantieren eine zuverlässige Funktion auch in längeren Einsätzen und sind einfach austauschbar.

Technische Spezifikationen:

- Defibrillationsmodus: biphasisch
- Energieabgabe: einstellbar, üblicherweise 150–360 Joule
- EKG-Überwachung: 3-Kanal-Anzeige möglich
- Gewicht: ca. 4 kg
- Abmessungen: kompakt und handlich
- Stromversorgung: wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien

Anwendungsbereiche:

Der Nihon Kohden Cardiolife Tec-7731K ist ideal geeignet für:

- Kliniken und Krankenhäuser aller Größenordnungen
- Rettungsdienste und Notfallteams
- Intensivstationen und Notfallzentren
- Mobile medizinische Einheiten und Katastrophenschutz

Fazit:

Der **Nihon Kohden Cardiolife Tec-7731K Defibrillator** bietet eine zuverlässige, vielseitige und benutzerfreundliche Lösung zur schnellen Herzrhythmusstabilisierung. Seine präzise Technologie und robuste Bauweise machen ihn zu einem unverzichtbaren Gerät für die moderne Notfallmedizin.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

