



## [NIHON KOHDEN PVM 2703 VISMO ÜBERWACHUNGSMONITOR](#)

SKU: BS092025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

### **Der Nihon Kohden PVM 2703 VISMO**

**Überwachungsmonitor** bietet präzise Echtzeitüberwachung lebenswichtiger Parameter mit hoher Zuverlässigkeit und benutzerfreundlicher Bedienung. Dank seines kompakten Designs und der klaren Anzeige unterstützt er medizinisches Personal effizient bei der Patientenbetreuung in klinischen Umgebungen.



---

Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Nihon Kohden PVM 2703 VISMO Überwachungsmonitor** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät, das speziell für die kontinuierliche Überwachung von Patientendaten in klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Dieses zuverlässige und vielseitige Überwachungsgerät bietet eine präzise Erfassung und Darstellung lebenswichtiger Parameter, um eine schnelle und fundierte klinische Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

### Hauptmerkmale und Funktionen:

- **Multifunktionale Überwachung:** Der PVM 2703 VISMO erfasst eine Vielzahl von physiologischen Parametern wie Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung (SpO2), Atemfrequenz und Temperatur.
- **Hochauflösendes Display:** Das große, gut ablesbare Farbdisplay ermöglicht eine klare und übersichtliche Darstellung der Messwerte sowie von Trendkurven und Alarmmeldungen.
- **Intuitive Bedienoberfläche:** Durch das benutzerfreundliche Interface mit Touchscreen und leicht zugänglichen Tasten können medizinische Fachkräfte den Monitor schnell und effizient bedienen.



- **Alarmsystem:** Einstellbare akustische und visuelle Alarmer sorgen für eine sofortige Benachrichtigung bei kritischen Veränderungen der Vitalparameter, um eine schnelle Intervention zu gewährleisten.
- **Flexible Anschlussmöglichkeiten:** Diverse Schnittstellen ermöglichen die Integration in Krankenhaus-Informationssysteme (KIS) sowie die Verbindung zu anderen medizinischen Geräten zur Datenübertragung und -analyse.
- **Portabilität:** Das kompakte und leichte Design unterstützt den Einsatz sowohl an stationären Intensivstationen als auch im mobilen Bereich innerhalb der Klinik.
- **Robustheit und Hygiene:** Das Gehäuse ist leicht zu reinigen und widerstandsfähig gegen Desinfektionsmittel, was den hygienischen Anforderungen im klinischen Alltag entspricht.

**Anwendungsgebiete:** Der Nihon Kohden PVM 2703 VISMO ist ideal geeignet für die Überwachung von Patienten auf Intensivstationen, in Notaufnahmen, während chirurgischer Eingriffe sowie in der postoperativen Nachsorge. Er unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, kritische Zustände frühzeitig zu erkennen und Behandlungsmaßnahmen zeitnah einzuleiten.

Mit dem Nihon Kohden PVM 2703 VISMO Überwachungsmonitor erhalten Sie ein zuverlässiges, präzises und anwenderfreundliches Gerät, das die Sicherheit und Qualität der Patientenversorgung maßgeblich verbessert.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

