



[NIHON KOHDEN WEP-5208K](#) [TELEMETRIESYSTEM \(ZENTRALE](#) [ÜBERWACHUNGSEINHEIT\)](#)

SKU: BP092025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Nihon Kohden WEP-5208K Telemetriesystem** stellt eine hochmoderne, zentrale Überwachungseinheit dar, die speziell für den kontinuierlichen und zuverlässigen Patientenmonitoring-Einsatz in klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Dieses System ermöglicht die zentrale Erfassung, Verarbeitung und Visualisierung von Vitaldaten mehrerer Patienten gleichzeitig, wodurch eine effiziente Überwachung in Intensivstationen, Kardiologieabteilungen und anderen medizinischen Bereichen gewährleistet wird.

Hauptmerkmale und Funktionen:

- **Zentrale Datenaggregation:** Das WEP-5208K sammelt und konsolidiert Echtzeitdaten von verschiedenen Telemetrie-Sendeeinheiten, um eine umfassende Übersicht über den Zustand mehrerer Patienten zu bieten.
- **Multimodale Überwachung:** Unterstützt die Erfassung von EKG, Herzfrequenz, Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung (SpO2), Blutdruck und weiteren physiologischen Parametern.
- **Intuitive Benutzeroberfläche:** Ein benutzerfreundliches, grafisches Display ermöglicht eine schnelle Interpretation der Vitaldaten und eine einfache Navigation durch Patientendaten und Alarme.
- **Alarmmanagement:** Das System verfügt über ein anpassbares Alarmsystem zur frühzeitigen Erkennung von kritischen Veränderungen im Patientenstatus, was eine zeitnahe Intervention ermöglicht.
- **Netzwerkintegration:** Kompatibel mit Krankenhausinformationssystemen (KIS) und elektronischen Patientenakten (EPA) für eine nahtlose Datenintegration und -dokumentation.
- **Skalierbarkeit:** Flexible Konfiguration für den Einsatz von wenigen bis zu mehreren Dutzend Patienten, ideal für unterschiedlich große medizinische Einrichtungen.

Technische Vorteile:



- Hohe Datenübertragungsstabilität durch modernste Funktechnologie
- Erweiterbare Speicheroptionen zur Langzeitdatensicherung
- Robustes Design für den Dauereinsatz in klinischer Umgebung
- Unterstützung von Fernzugriffen für Telemedizin-Anwendungen

Das Nihon Kohden WEP-5208K Telemetriesystem bietet medizinischem Fachpersonal eine zuverlässige und präzise Lösung zur Patientenüberwachung, die dazu beiträgt, die Patientensicherheit und Behandlungsqualität nachhaltig zu verbessern. Dank seiner vielseitigen Funktionen und der hohen Bedienerfreundlichkeit ist es ein unverzichtbares Instrument in modernen Krankenhäusern und medizinischen Versorgungszentren.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

