



## **NIHON KOHDON NEUROPACK S1 + JB-942BK** **+ OHNE FESTPLATTE**

**SKU:** JX052025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**Nihon Kohden Neuropack S1 + JB-942BK** ist ein präzises und zuverlässiges neurologisches Diagnosesystem, das hochwertige Messungen ohne Festplatte ermöglicht. Es eignet sich ideal für klinische Anwendungen zur Erfassung und Analyse neurophysiologischer Signale in Echtzeit.



---

**Categories:** [Neurologie](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das **Nihon Kohden Neuropack S1** in Kombination mit dem **JB-942BK** ist ein hochmodernes, medizinisches Diagnosegerät, das speziell für die neurologische Diagnostik entwickelt wurde. Es bietet präzise und zuverlässige Messungen für die Untersuchung des Nervensystems und unterstützt Fachärzte bei der Erkennung und Überwachung neurologischer Erkrankungen.

### **Produktdetails:**

- **Modell:** Neuropack S1 + JB-942BK
- **Festplatte:** Ohne integrierte Festplatte (ermöglicht flexible Speicherlösungen)
- **Messverfahren:** Elektrophysiologische Untersuchungen einschließlich EMG, NCS, EP (elektroneurographische Untersuchungen)
- **Anwendungsgebiet:** Neurologie, Neurophysiologie, Rehabilitation

### **Funktionen und Merkmale:**

- **Hohe Messgenauigkeit:** Das System gewährleistet exakte und reproduzierbare Messergebnisse, die eine

zuverlässige Diagnostik ermöglichen.

- **Modulare Erweiterbarkeit:** Durch die Kombination mit dem JB-942BK Modul kann das System individuell an unterschiedliche klinische Anforderungen angepasst werden.
- **Benutzerfreundliche Software:** Intuitive Bedienoberfläche mit umfassenden Analyse- und Dokumentationsmöglichkeiten.
- **Flexible Speicherung:** Da keine Festplatte integriert ist, kann die Datenverwaltung über externe Speichermedien oder Netzwerklösungen erfolgen, was die Datensicherheit und -verwaltung optimiert.
- **Kompaktes Design:** Platzsparend und mobil einsetzbar, ideal für den Gebrauch in verschiedenen medizinischen Einrichtungen.

#### **Vorteile für den Anwender:**

- Verbesserte Diagnosesicherheit durch präzise und vielfältige Messmethoden
- Effiziente Arbeitsabläufe dank leichter Bedienbarkeit und schneller Datenverarbeitung
- Langfristige Investitionssicherheit durch modulare Erweiterbarkeit
- Flexibilität bei der Datenspeicherung und -verwaltung

Das **Nihon Kohden Neuropack S1 + JB-942BK** ohne Festplatte stellt somit eine exzellente Wahl für Kliniken, neurologische Praxen und Forschungseinrichtungen dar, die Wert auf hochwertige neurophysiologische Diagnostik legen und gleichzeitig flexible Speicheroptionen bevorzugen.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

