



NIKON ECLIPSE E400
DURCHLICHTMIKROSKOP- MIKROSKOP

SKU: CX062025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Mikroskop](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Nikon Eclipse E400 ist ein hochwertiges Labormikroskop für biologische Anwendungen. Es bietet exzellente Bildqualität und ergonomisches Design, ideal für Routineuntersuchungen in Kliniken, Laboren und Forschungseinrichtungen.

Merkmale:

- Durchlichtmikroskop mit koaxialem Grob-/Feintrieb
- Planachromatische oder Planfluorit-Objektive (je nach Ausstattung)
- Integrierte Halogen- oder LED-Beleuchtung
- 4- oder 5-fach Objektivrevolver
- Ergonomisches Okulardesign (Trinokular möglich)
- Erweiterbar mit Kameraadaptoren für digitale Bildgebung

Anwendung:

Biologie, Histologie, Pathologie, Ausbildung, Forschung

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

