



[NORAV MEDICAL NR-314 LANGZEIT-EKG 3 KANÄLE](#)

SKU: AR092025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [EKG Ergometrie und Spirometrie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Norav Medical NR-314 Langzeit-EKG** ist ein hochmodernes, tragbares Gerät zur kontinuierlichen Aufzeichnung der elektrischen Aktivität des Herzens über einen längeren Zeitraum. Mit seinen **3 Kanälen** ermöglicht es eine detaillierte und zuverlässige Erfassung von EKG-Daten, die für die Diagnostik und Überwachung kardiologischer Erkrankungen von entscheidender Bedeutung sind.

Das NR-314 zeichnet sich durch folgende wesentliche Merkmale aus:

- **Dreikanal-EKG-Aufzeichnung:** Die drei Kanäle erlauben eine präzise Analyse verschiedener Herzaktivitäten und verbessern die Erkennung von Arrhythmien, Ischämien oder anderen kardialen Auffälligkeiten.
- **Lange Aufzeichnungsdauer:** Das Gerät ist für den Langzeitgebrauch ausgelegt und kann EKG-Daten über 24 Stunden oder länger speichern, was eine umfassende Beurteilung des Herzrhythmus im Alltag ermöglicht.
- **Hohe Datenqualität:** Dank modernster Sensortechnologie und Signalverarbeitung werden störungsfreie und aussagekräftige Aufzeichnungen gewährleistet.
- **Patientenkomfort:** Das kompakte und leichte Design sorgt für einen hohen Tragekomfort, wodurch die Compliance des Patienten verbessert wird.
- **Einfache Handhabung:** Die intuitive Bedienoberfläche erleichtert das Anlegen und Starten der Messung sowohl für medizinisches Personal als auch für Patienten.
- **Kompatible Software:** Die mitgelieferte Auswertungssoftware ermöglicht eine detaillierte Analyse, Visualisierung und Archivierung der EKG-Daten.

Das Norav Medical NR-314 Langzeit-EKG ist somit ein unverzichtbares Hilfsmittel für Kardiologen, Hausärzte und medizinische Fachkräfte, die eine präzise und zuverlässige Langzeitüberwachung des Herzrhythmus benötigen. Es unterstützt die Diagnose von Herzrhythmusstörungen, die Beurteilung von Therapieeffekten sowie die



Risikoabschätzung bei kardialen Erkrankungen.

Technische Spezifikationen im Überblick:

- Kanäle: 3
- Aufzeichnungsdauer: bis zu 72 Stunden (abhängig von Speicher und Batteriekapazität)
- Speichermedium: integrierter digitaler Speicher
- Signalauflösung: hochauflösend zur präzisen Erfassung von EKG-Signalen
- Abmessungen und Gewicht: kompakt und leicht für optimalen Tragekomfort
- Batteriebetrieb: langlebig für den Langzeitgebrauch

Mit dem Norav Medical NR-314 erhalten Sie ein zuverlässiges, anwenderfreundliches und technisch ausgereiftes Langzeit-EKG-System, das sowohl in der klinischen Praxis als auch im ambulanten Setting höchste Anforderungen erfüllt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

