



## **NUCLEAR ASSOCIATES DUAL COLOER ELECTRONIC SENSITOMETER MODEL 07-417**

**SKU:** AI042025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

Das **Nuclear Associates Dual Color Electronic Sensitometer Model 07-417** ist ein präzises Messgerät zur Kalibrierung und Qualitätssicherung von Röntgenfilmen durch simultane Belichtung mit zwei Farbkanälen. Es gewährleistet eine zuverlässige Erfassung der Filmsensitivität und unterstützt so eine optimale Bildqualität in der medizinischen Diagnostik.



---

**Categories:** [Röntgen und zubehör](#)

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

