



## [OCULUS KERATOGRAPH 4 70670](#)

SKU: AH062025

zzgl. [Versandkosten](#)

Der **Oculus Keratograph 4 70670** ist ein hochmodernes Diagnostikgerät zur präzisen Analyse des Tränenfilms und der Hornhautoberfläche, das eine umfassende Beurteilung des trockenen Auges ermöglicht. Mit innovativer Technologie liefert es schnelle, zuverlässige Ergebnisse zur Unterstützung der Augenheilkunde und Kontaktlinsenanpassung.



---

Categories: [Ophtalmologie](#)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

