



OHLENSCHLÄGER CARDIO-VAC EKG- SAUGELEKTRODEN-SYSTEM VACUBOY

SKU: AR032020-V

zzgl. [Versandkosten](#)

Fahrbares Fußgestell mit integrierter Pumpe und Stativrohr.

Platzsparend und flexibel einsetzbar.

Doppelgelenkschwenkarm

einzel austauschbare Elektrodenleitungen

Silber-Silberchlorid-Elektroden

Silikonsaugnäpfe

Umschaltung Vakuum <-> Druck

Anschluss 15pol. nach IE

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Unkategorisiert](#)



PRODUKTBESCHREIBUNG

Fahrbares Fußgestell mit integrierter Pumpe und Stativrohr.
Platzsparend und flexibel einsetzbar.
Doppelgelenkschwenkarm
einzeln austauschbare Elektrodenleitungen
Silber-Silberchlorid-Elektroden
Silikonsaugnäpfe
Umschaltung Vakuum <-> Druck
Anschluss 15pol. nach IE

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com	
info@mtc-hamburg.com	
Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

