



## [OLYMPUS 00.125 ZANGE BIOPSIE ZANGE](#)

SKU: BI012025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**Olympus 00.125 Biopsiezange** ist ein hochwertiges medizinisches Instrument, das präzise Gewebeprobenentnahmen während endoskopischer Untersuchungen ermöglicht. Die Zange überzeugt durch ihre robuste Verarbeitung und optimale Handhabung für zuverlässige Ergebnisse.



---

Categories: [Op Instrumente](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Olympus 00.125 Biopsie-Zange** ist ein hochwertiges medizinisches Instrument, das speziell für die Entnahme von Gewebeproben während endoskopischer Untersuchungen entwickelt wurde. Diese Zange zeichnet sich durch präzise Verarbeitung und höchste Zuverlässigkeit aus, um eine sichere und effektive Biopsie zu gewährleisten.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Präzise Schneidekanten:** Die Biopsie-Zange verfügt über scharfe und fein geschliffene Klingen, die ein sauberes und atraumatisches Schneiden des Gewebes ermöglichen.
- **Robustes Material:** Gefertigt aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl, garantiert die Zange Langlebigkeit und optimale Hygienebedingungen durch einfache Sterilisierbarkeit.
- **Ergonomisches Design:** Die Zange ist so konstruiert, dass sie eine sichere Handhabung und präzise Steuerung während der endoskopischen Anwendung bietet, was die Probenentnahme erleichtert.
- **Kompatibilität:** Die Biopsie-Zange ist kompatibel mit verschiedenen Endoskopen von Olympus und anderen Herstellern, was eine flexible Anwendung in unterschiedlichen klinischen Situationen ermöglicht.

### Anwendungsgebiete:



Die Olympus 00.125 Biopsie-Zange wird vor allem in der Gastroenterologie, Pulmologie sowie anderen Fachgebieten eingesetzt, in denen die Entnahme von Gewebeproben für histologische Untersuchungen erforderlich ist. Sie eignet sich ideal für:

- Diagnostische Gewebeentnahmen während Gastroskopen oder Koloskopen
- Biopsien in der Bronchoskopie
- Entnahme von Proben aus Schleimhäuten und anderen inneren Organen

**Technische Daten:**

- Länge: Variabel je nach Modell
- Material: Rostfreier Edelstahl
- Verbindung: Standardanschluss für Endoskope
- Einmal- oder Mehrfachverwendung: Je nach Ausführung

Die Olympus 00.125 Biopsie-Zange stellt somit eine exzellente Wahl für medizinisches Fachpersonal dar, das Wert auf Präzision, Sicherheit und Qualität bei der Gewebeentnahme legt.

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

