



## [OLYMPUS A0333 30° FULL HD AU1121A](#)

SKU: KJ052025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Olympus A0333 30° Full HD AU1121A** ist ein hochmodernes endoskopisches Optiksystem, das speziell für anspruchsvolle medizinische Anwendungen entwickelt wurde. Es bietet hervorragende Bildqualität und präzise optische Leistung, um Ärzten eine exzellente Visualisierung während endoskopischer Untersuchungen zu ermöglichen.

### Hauptmerkmale:

- **30° Blickwinkel:** Ermöglicht eine optimale Sicht auf schwer zugängliche Bereiche und verbessert die diagnostische Genauigkeit.
- **Full HD Auflösung:** Sorgt für gestochen scharfe, detailreiche Bilder in hoher Auflösung, was die Unterscheidung feiner Strukturen erleichtert.
- **Robuste Bauweise:** Das Endoskop ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit auch bei häufigem Gebrauch gewährleisten.
- **Kompatibilität:** Das Modell AU1121A ist mit einer Vielzahl von Olympus Endoskopiesystemen kompatibel und lässt sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integrieren.
- **Einfache Reinigung und Sterilisation:** Die Konstruktion ermöglicht eine hygienische Aufbereitung entsprechend den höchsten medizinischen Standards.

### Anwendungsbereiche:

Das Olympus A0333 eignet sich ideal für den Einsatz in der

- Gastroenterologie
- Urologie



- HNO-Medizin
- Thoraxchirurgie
- und weiteren endoskopischen Disziplinen.

Durch seine präzise Optik und die hervorragende Bildqualität unterstützt das Olympus A0333 30° Full HD AU1121A die Diagnostik und Therapie, indem es eine verbesserte Sicht auf anatomische Details bietet und somit die Sicherheit und Effizienz medizinischer Eingriffe erhöht.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

