



[OLYMPUS A22003A 4MM 70° AUTOCLAVE](#)

SKU: L072025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Olympus A22003A 4mm 70°** Endoskop ist ein hochentwickeltes medizinisches Instrument, das speziell für minimalinvasive Untersuchungen und chirurgische Eingriffe entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und exzellente optische Leistung aus, welche eine präzise Visualisierung anatomischer Strukturen ermöglicht.

Produktmerkmale und technische Spezifikationen:

- **Durchmesser:** 4 mm – ideal für den Einsatz in engen anatomischen Bereichen, die eine geringe Invasivität erfordern.
- **Blickwinkel:** 70° – ermöglicht eine erweiterte Sicht auf das Untersuchungsfeld, was die Diagnostik und Therapie unterstützt.
- **Autoklavierbar:** Das Endoskop ist vollständig autoklavierbar, was eine sichere und effektive Sterilisation gewährleistet und somit höchste Hygienestandards erfüllt.
- **Optische Qualität:** Hochauflösende Bildgebung dank präziser Linsentechnologie und robustem Glasmaterial, das klare und kontrastreiche Bilder liefert.
- **Kompaktes Design:** Leicht und ergonomisch gestaltet für eine komfortable Handhabung während langer Untersuchungen oder Operationen.

Anwendungsbereiche:

- Gastroenterologie
- HNO (Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde)
- Urologie
- Orthopädie



- Allgemein Chirurgie

Das Olympus A22003A 4mm 70° Endoskop ist ein unverzichtbares Werkzeug für Ärzte, die Wert auf präzise Diagnostik und schonende Behandlung legen. Die Kombination aus robustem, autoklavierbarem Material und herausragender Optik unterstützt eine sichere Patientenversorgung und erleichtert die Durchführung komplexer endoskopischer Verfahren.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

