



## [OLYMPUS A4761 + 26153 BI + A2911 + A0403 + A2928](#)

**SKU:** JV052025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Olympus Set bestehend aus den Komponenten A4761, 26153 BI, A2911, A0403 und A2928 bietet eine hochwertige Lösung für präzise medizinische Anwendungen. Die Kombination gewährleistet optimale Funktionalität und Zuverlässigkeit bei minimalinvasiven Eingriffen. Ideal für den Einsatz in diagnostischen und therapeutischen Verfahren.



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Set Olympus A4761 + 26153 BI + A2911 + A0403 + A2928 stellt eine umfassende und hochwertige Lösung für endoskopische Untersuchungen dar. Entwickelt von Olympus, einem weltweit führenden Hersteller im Bereich der medizinischen Bildgebung, bietet dieses Set optimale Funktionalität, Präzision und Benutzerfreundlichkeit für den klinischen Einsatz.

### Komponenten und ihre Funktionen:

- **Olympus A4761:** Dieser hochauflösende Endoskop-Handgriff ermöglicht eine präzise Steuerung und komfortable Handhabung während der Untersuchung. Das ergonomische Design sorgt für eine sichere Führung des Endoskops und minimiert Ermüdungserscheinungen bei langwierigen Eingriffen.
- **26153 BI:** Die Biopsiezange 26153 BI ist speziell für die Entnahme von Gewebeprobe während endoskopischer Verfahren konzipiert. Sie zeichnet sich durch ihre scharfen, stabilen Klingen aus, die eine sichere und saubere Probenentnahme gewährleisten.



- **A2911:** Dieses Zubehörteil dient als Verbindungselement zwischen Endoskop und Instrumenten. Es ist robust gefertigt und garantiert eine zuverlässige Kopplung ohne Signalverlust.
- **A0403:** Der Lichtleiter A0403 liefert eine homogene und helle Beleuchtung des Untersuchungsfeldes. Dank seiner hochwertigen Glasfaserkonstruktion sorgt er für eine optimale Sichtbarkeit auch in tiefen Körperregionen.
- **A2928:** Diese Komponente ist ein vielseitiges Zubehörteil, das die Funktionalität des Endoskop-Systems erweitert und für eine verbesserte Handhabung sorgt. Es unterstützt die präzise Positionierung und erleichtert den Einsatz weiterer Instrumente.

#### **Eigenschaften und Vorteile:**

- **Hochwertige Verarbeitung:** Alle Komponenten sind aus medizinisch zertifizierten Materialien gefertigt und erfüllen höchste Qualitätsstandards.
- **Ergonomisches Design:** Die Teile sind so gestaltet, dass sie eine intuitive Bedienung und maximalen Komfort für den Anwender bieten.
- **Kompatibilität:** Das Set ist vollständig kompatibel mit gängigen Olympus Endoskop-Systemen und ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Arbeitsabläufe.
- **Zuverlässigkeit:** Langlebigkeit und stabile Leistung garantieren eine sichere Anwendung auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
- **Optimale Bild- und Lichtqualität:** Für präzise Diagnosen und erfolgreiche Eingriffe.

Dieses Olympus Set eignet sich ideal für gastroenterologische, pulmonologische und andere endoskopische Untersuchungen, bei denen Präzision und Zuverlässigkeit entscheidend sind. Es unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, Diagnosen effizient und patientenschonend zu stellen.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

