



[OLYMPUS BF-1T160 BRONCHOSKOP -](#)

SKU: IW102024

zzgl. [Versandkosten](#)

Olympus BF-1T160 ist ein hochwertiges, flexibles Bronchoskop, das für präzise und schonende endoskopische Untersuchungen der Atemwege entwickelt wurde. Es bietet eine exzellente Bildqualität und optimale Manövrierbarkeit für eine sichere Diagnostik und Therapie.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Olympus BF-1T160** ist ein hochmodernes flexibles Bronchoskop, das speziell für die endoskopische Untersuchung der Atemwege entwickelt wurde. Dieses medizinische Instrument bietet hervorragende Bildqualität und eine zuverlässige Handhabung, die den Anforderungen in der pulmonalen Diagnostik und Intervention gerecht wird.

Technische Eigenschaften und Vorteile:

- **Optik:** Das BF-1T160 ist mit einer hochwertigen Glasfaseroptik ausgestattet, die eine klare und scharfe Darstellung der Atemwege ermöglicht. Dies unterstützt die präzise Diagnostik und erleichtert die Durchführung therapeutischer Maßnahmen.
- **Flexibilität:** Das flexible Design erlaubt eine einfache Navigation auch durch komplexe anatomische Strukturen der Bronchien, wodurch eine umfassende Untersuchung gewährleistet ist.
- **Durchmesser:** Mit einem äußeren Durchmesser von ca. 5,9 mm eignet sich das Gerät besonders für die Untersuchung bei Erwachsenen und älteren Kindern, wobei gleichzeitig Komfort und Sicherheit für den Patienten gewährleistet werden.
- **Arbeitskanal:** Der integrierte Arbeitskanal mit einem Durchmesser von 2,0 mm ermöglicht die Durchführung



von diversen Interventionen wie Biopsien, Aspirationen und das Einbringen von Instrumenten.

- **Steuerbarkeit:** Das Bronchoskop verfügt über eine präzise Lenkmechanik, welche die Steuerung des Instrumentes in alle Richtungen erlaubt und somit eine gezielte Untersuchung der Bronchialbaumstrukturen ermöglicht.
- **Kompatibilität:** Das BF-1T160 ist kompatibel mit verschiedenen Olympus-Endoskopiesystemen, was eine einfache Integration in bestehende klinische Arbeitsplätze sicherstellt.

Anwendungsbereiche:

- Diagnostische Bronchoskopie zur Abklärung von Lungenerkrankungen
- Therapeutische Interventionen wie Sekretabsaugung, Fremdkörperentfernung oder Biopsien
- Kontrolluntersuchungen nach operativen Eingriffen im Bereich der Atemwege
- Forschung und Entwicklung im Bereich der pulmonalen Endoskopie

Das Olympus BF-1T160 Bronchoskop steht für Präzision, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit und unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, schnelle und fundierte Entscheidungen bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen zu treffen. Dank seiner robusten Bauweise und der hochwertigen Materialien gewährleistet es eine lange Lebensdauer und zuverlässige Performance im klinischen Alltag.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

