



## [OLYMPUS CELON AQUAFLOW III](#)

SKU: HB032025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Olympus Celon Aquaflow III ist eine fortschrittliche Spülpumpe, die in der endoskopischen Chirurgie eine zentrale Rolle spielt. Mit seiner präzisen Steuerung der Flüssigkeitszufuhr und der automatischen Druckregelung bietet es eine hohe Sicherheit und Effektivität während des chirurgischen Eingriffs. Es ist ein vielseitiges, benutzerfreundliches Gerät, das den Chirurgen unterstützt, das Operationsfeld klar und frei von Verunreinigungen zu halten und damit den Erfolg der Operation zu fördern.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

