



[OLYMPUS CELONLAB POWER](#)

SKU: HI032025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Olympus Celonlab Power ist ein leistungsstarkes medizinisches Elektrochirurgiegerät, das präzise Gewebeablation und zuverlässige Hämostase ermöglicht. Es bietet eine sichere und effiziente Anwendung bei minimal-invasiven Eingriffen, unterstützt durch modernste Technologie für optimale Behandlungsergebnisse.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Olympus Celonlab Power** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät, das speziell für die präzise Durchführung von radiofrequenzbasierten Gewebeablationen entwickelt wurde. Es vereint innovative Technologie mit anwenderfreundlichem Design, um Chirurgen und medizinischem Fachpersonal eine effektive und sichere Behandlung zu ermöglichen.

Technische Merkmale und Funktionen:

- **Radiofrequenzenergie:** Das System nutzt kontrollierte Radiofrequenzenergie zur gezielten Gewebeablation, wodurch eine präzise und schonende Behandlung gewährleistet wird.
- **Energieeinstellung:** Individuell einstellbare Leistungsparameter ermöglichen eine Anpassung an verschiedene klinische Anwendungen und Gewebetypen.
- **Benutzeroberfläche:** Intuitive Bedienung durch ein übersichtliches Display und einfache Menüführung zur schnellen Anpassung der Behandlungsparameter.
- **Sicherheitssysteme:** Integrierte Überwachungsfunktionen sorgen für eine kontinuierliche Kontrolle der Energieabgabe und schützen vor Überhitzung oder Fehlanwendung.



- **Kompatibilität:** Das Gerät ist mit verschiedenen Celonlab-Sonden kompatibel, die für unterschiedliche Indikationen und anatomische Regionen optimiert sind.

Indikationen und Anwendungsgebiete:

Das Olympus Celonlab Power eignet sich besonders für minimalinvasive Eingriffe in den Bereichen:

- HNO-Chirurgie (z. B. Tonsillotomie, Adenotomie)
- Orthopädie (z. B. Behandlung von Weichteiltumoren)
- Allgemeinchirurgie (z. B. Leber- und Nierentumorablation)
- Urologie (z. B. Prostataablation)

Vorteile:

- Präzise Gewebeablation mit minimaler Schädigung des umgebenden Gewebes
- Reduzierte postoperative Schmerzen und schnellere Genesung
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch variable Sonden und Energieeinstellungen
- Hohe Sicherheit durch integrierte Kontrollmechanismen

Das Olympus Celonlab Power stellt somit eine zuverlässige Lösung für moderne, schonende chirurgische Verfahren dar und unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, optimale Behandlungsergebnisse zu erzielen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

