



OLYMPUS - CF-Q140I VIDEO KOLOSKOP

SKU: W032014

zzgl. [Versandkosten](#)

Video Koloskop

Länge 133cm, 12,8mm Durchmesser, 3,7mm Arbeitskanal,
für CV-140, CV-160, CV-180,

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Video Koloskop

Länge 133cm, 12,8mm Durchmesser, 3,7mm Arbeitskanal,
für CV-140, CV-160, CV-180,

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03



Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

