



OLYMPUS CF-Q165L COLONOSCOPE
VIDEOCOLONOSCOPE CF Q165 L
KOLOPSKOP- OL

SKU: AY082025

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Olympus CF-Q165L Colonoscope ist ein hochauflösendes Videokoloskop, das präzise und zuverlässige Untersuchungen des Dickdarms ermöglicht. Mit seiner ergonomischen Bauweise und fortschrittlichen Bildgebungstechnologie unterstützt es eine genaue Diagnose und effiziente Behandlung im gastroenterologischen Bereich.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

