



## OLYMPUS CLV-S20 XENON KALTLICHTQUELLE

**SKU:** AR102016

**799,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Xenon Kaltlichtquelle für starre Endoskope,  
Leistung : 300 Watt

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Xenon Kaltlichtquelle für starre Endoskope,  
Leistung : 300 Watt

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile

0049 176 205 800 86



Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Weight</b>	12 kg
---------------	-------



## GALLERIE

