



## **OLYMPUS CLV-U20 EVIS XENON** **UNIVERSALLICHTQUELLE**

**SKU:** BJ052025

zzgl. [Versandkosten](#)

**Olympus CLV-U20 Evis Xenon Universallichtquelle** bietet eine leistungsstarke und stabile Beleuchtung für endoskopische Anwendungen, die eine hervorragende Farbwiedergabe und optimale Sichtverhältnisse gewährleistet. Das kompakte Design und die einfache Bedienung machen sie zu einer zuverlässigen Lichtquelle im medizinischen Bereich.



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#)

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

