



[OLYMPUS CV-180 CLV-180 + HDTV-S7PRO HD KAMERAKOPF](#)

SKU: GT092025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Olympus CV-180** in Kombination mit dem **CLV-180** Lichtleiter und dem **HDTV-S7Pro HD Kamerakopf** stellt ein hochmodernes Endoskopiesystem dar, das speziell für anspruchsvolle diagnostische und therapeutische Verfahren in der Gastroenterologie entwickelt wurde.

Systemübersicht:

- **Olympus CV-180 Videoprozessor:** Dieses Gerät bietet eine exzellente Bildverarbeitung mit hochauflösender Darstellung und optimierter Farbtreue. Die integrierte Bildverbesserungstechnologie unterstützt die präzise Diagnostik durch verbesserte Kontrast- und Detaildarstellung.
- **CLV-180 Lichtquelle:** Die leistungsstarke Halogenlichtquelle gewährleistet eine homogene und brillante Ausleuchtung des Untersuchungsfeldes. Eine variable Lichtintensität ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche endoskopische Anwendungen.
- **HDTV-S7Pro HD Kamerakopf:** Der hochauflösende Kamerakopf liefert gestochen scharfe Bilder in High Definition und sorgt somit für eine verbesserte Sicht auf die Schleimhautstrukturen. Die kompakte Bauweise des Kamerakopfes erleichtert die Handhabung und Integration in verschiedene Endoskopie-Systeme.

Wesentliche Merkmale und Vorteile:

- **Hochauflösende Bildgebung:** Ermöglicht präzise Diagnosen durch detailreiche Visualisierung der Untersuchungsbereiche.
- **Verbesserte Farbtreue:** Unterstützt die Differenzierung von Gewebearten und pathologischen Veränderungen.
- **Flexible Lichtsteuerung:** Anpassbare Helligkeit für optimale Sichtverhältnisse bei unterschiedlichen Untersuchungen.



- **Kompatibilität:** Das System ist kompatibel mit einer Vielzahl von Olympus Endoskopen und Zubehör, was eine vielseitige Anwendung in der klinischen Routine erlaubt.
- **Ergonomisches Design:** Der Kamerakopf ist leicht und handlich, was den Bedienkomfort erhöht und Ermüdungserscheinungen bei längeren Untersuchungen reduziert.
- **Zuverlässigkeit und Langlebigkeit:** Hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung gewährleisten eine lange Lebensdauer und geringe Wartungskosten.

Das Zusammenspiel von **Olympus CV-180 Videoprozessor**, **CLV-180 Lichtquelle** und dem **HDTV-S7Pro HD Kamerakopf** bietet eine exzellente Plattform für moderne endoskopische Untersuchungen. Dieses System unterstützt Mediziner dabei, fundierte Diagnosen zu stellen und Behandlungsentscheidungen präzise zu treffen.

Dank der fortschrittlichen Technologie und der benutzerfreundlichen Handhabung ist das Olympus CV-180 System mit CLV-180 und HDTV-S7Pro HD Kamerakopf eine ausgezeichnete Wahl für Kliniken und Praxen, die Wert auf Qualität, Effizienz und Patientensicherheit legen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

