



[OLYMPUS ENDOEYE HD WA50012A 30 GRAD ENDOSKOP](#)

SKU: BI082025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Olympus Endoeye HD WA50012A 30 Grad Endoskop** ist ein hochmodernes chirurgisches Instrument, das speziell für anspruchsvolle minimalinvasive Eingriffe entwickelt wurde. Mit seiner präzisen Optik und robusten Bauweise bietet es Chirurgen eine herausragende Bildqualität und Zuverlässigkeit im Operationssaal.

Technische Merkmale und Vorteile:

- **Blickwinkel von 30 Grad:** Ermöglicht eine optimale Sicht auf anatomische Strukturen aus verschiedenen Perspektiven, was die chirurgische Präzision erhöht.
- **High-Definition (HD) Bildqualität:** Die fortschrittliche Optik liefert gestochen scharfe und kontrastreiche Bilder, die eine exakte Gewebedifferenzierung ermöglichen.
- **Langlebige Konstruktion:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien, die den Anforderungen häufiger Sterilisationen und intensiver Nutzung standhalten.
- **Kompatibilität:** Kompatibel mit einer Vielzahl von Olympus Endoskopie-Systemen, was eine flexible Integration in bestehende OP-Ausstattungen ermöglicht.
- **Ergonomisches Design:** Die handliche Bauform unterstützt eine komfortable Handhabung und reduziert Ermüdungserscheinungen während langer Eingriffe.

Anwendungsgebiete:

Das WA50012A Endoeye HD 30 Grad Endoskop eignet sich ideal für:

- Laparoskopische Chirurgie
- Thorakoskopische Eingriffe



- Gynäkologische Operationen
- Urologische Verfahren
- Allgemeinchirurgische minimalinvasive Operationen

Zusammenfassung:

Das **Olympus Endoeye HD WA50012A 30 Grad Endoskop** ist ein unverzichtbares Werkzeug für Chirurgen, die höchste Ansprüche an Bildqualität und Bedienkomfort stellen. Durch seine präzise Optik und robuste Bauweise trägt es maßgeblich zu erfolgreichen Operationsergebnissen und einer erhöhten Patientensicherheit bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

