



## [OLYMPUS ENDOEYE WA50014L - WA 50014 L](#) [45°OPTIK LAPAROSKOPE](#)

SKU: BT082025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Olympus ENDOEYE WA50014L** ist ein hochwertiges Laparoskop mit einer **45° Optik**, speziell entwickelt für minimalinvasive chirurgische Eingriffe. Dieses Instrument zeichnet sich durch Präzision, hervorragende Bildqualität und ergonomisches Design aus, wodurch es Chirurgen eine optimale Sicht und Kontrolle während der Operation ermöglicht.

#### Produktmerkmale:

- **Optischer Winkel:** 45° – bietet eine ausgezeichnete Sicht auf anatomische Strukturen aus verschiedenen Perspektiven, was die Visualisierung komplexer Bereiche erleichtert.
- **Optikqualität:** Hochwertige Linsen mit exzellenter Lichttransmission sorgen für brillante, kontrastreiche Bilder und eine klare Darstellung der Operationsstelle.
- **Material:** Hochresistenter Edelstahl gewährleistet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit sowie eine einfache Reinigung und Sterilisation.
- **Design:** Kompaktes und ergonomisches Gehäuse ermöglicht eine komfortable Handhabung und präzise Führung während des Eingriffs.
- **Kompatibilität:** Das Laparoskop ist kompatibel mit gängigen Endoskopie-Systemen von Olympus und anderen Herstellern, was eine flexible Integration in bestehende operative Sets erlaubt.
- **Sterilisationsmethode:** Geeignet für Autoklav-Sterilisation, um höchste Hygiene- und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

Das Olympus ENDOEYE WA50014L ist ideal für verschiedene laparoskopische Anwendungen wie Cholezystektomie, Appendektomie, Hernienreparatur und gynäkologische Eingriffe. Durch den 45°-Blickwinkel können Chirurgen auch schwer zugängliche Bereiche sicher und effektiv visualisieren.



### **Vorteile auf einen Blick:**

- Optimale Sichtverhältnisse durch hochwertigen 45°-Optikwinkel
- Robuste Bauweise für lange Lebensdauer und zuverlässige Nutzung
- Hervorragende Bildqualität unterstützt präzise Diagnostik und Therapie
- Einfache Handhabung und Integration in bestehende OP-Abläufe
- Kompatibel mit zahlreichen Endoskopie-Systemen

Mit dem Olympus ENDOEYE WA50014L erhalten Chirurgen ein präzises und langlebiges Instrument, das die Anforderungen moderner minimalinvasiver Chirurgie erfüllt und zu besseren Operationsergebnissen beiträgt.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

