



[OLYMPUS ENDOEYE WA50022B 5MM 30 GRAD](#)

SKU: BQ082025

zzgl. [Versandkosten](#)

Olympus Endoeye WA50022B 5mm 30 Grad ist ein hochwertiges Endoskop, das eine präzise 30-Grad-Optik mit einem 5 mm Durchmesser kombiniert und somit exzellente Bildqualität und optimale Sichtverhältnisse in minimalinvasiven Eingriffen bietet. Das robuste Design gewährleistet Langlebigkeit und einfache Handhabung im klinischen Alltag.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Olympus Endoeye WA50022B ist eine hochauflösende, digitale 5-mm-Laparoskopie-Kamera mit 30° Blickwinkel. Ideal für minimalinvasive Eingriffe mit direktem HD-Bild ohne separate Kameraeinheit. Robustes, autoklavierbares Design – geeignet für den professionellen Einsatz im OP.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

