



## [OLYMPUS ENDOEYE WA50022B 5MM 30 GRAD](#)

SKU: N/A

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Olympus Endoeye WA50022B** ist ein hochentwickeltes **Endoskop** mit einem Durchmesser von **5 mm** und einem Blickwinkel von **30 Grad**, speziell konzipiert für minimalinvasive chirurgische Eingriffe.

Dieses Endoskop zeichnet sich durch seine hervorragende optische Qualität und robuste Bauweise aus, die eine präzise und klare Visualisierung des Operationsfeldes ermöglicht. Die Kombination aus kompaktem Design und optimalem Blickwinkel unterstützt Chirurgen bei der Durchführung anspruchsvoller endoskopischer Verfahren.

#### Produktmerkmale im Überblick:

- **Durchmesser:** 5 mm – ideal für eine Vielzahl von laparoskopischen Anwendungen.
- **Blickwinkel:** 30 Grad – ermöglicht eine flexible Sicht auf das Operationsgebiet und erleichtert die Orientierung.
- **Optische Qualität:** Hochauflösende Glasfasern und präzise Linsen für scharfe und kontrastreiche Bilder.
- **Material:** Robuste, biokompatible Materialien für den sicheren Einsatz im medizinischen Bereich.
- **Kompatibilität:** Passend für diverse Olympus Endoskopie-Systeme und gängige Aufnahmegeräte.
- **Sterilisationsfähigkeit:** Für wiederholten Gebrauch geeignet, unterstützt verschiedene Sterilisationsmethoden.

Dank seiner **ergonomischen Bauweise** und **hochwertigen Optik** ist das Olympus Endoeye WA50022B das bevorzugte Werkzeug für Chirurgen, die Wert auf präzise Visualisierung und Zuverlässigkeit legen. Es unterstützt die sichere und effiziente Durchführung von Eingriffen in Bereichen wie der Allgemeinchirurgie, Gynäkologie, Urologie und anderen Fachgebieten.



Investieren Sie in das Olympus Endoeye WA50022B, um Ihren Patienten eine optimale Behandlung durch modernste Endoskopietechnologie zu gewährleisten.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

