



OLYMPUS EVIS EUS EU-ME2 + TASTATUR
MAJ-1995 + MAJ-1720 KABEL + MAJ-2056
KABEL

SKU: DE052025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#), [Ultraschall / Doppler / Sonden /Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Olympus EVIS EUS EU-ME2 ist ein vielseitiger, kompakter Ultraschallprozessor, der speziell für endoskopische Ultraschallverfahren (EUS) und endobronchiale Ultraschalluntersuchungen (EBUS) entwickelt wurde. Er bietet hochauflösende Bildgebung und unterstützt eine Vielzahl diagnostischer und interventioneller Anwendungen in der Gastroenterologie, Pneumologie und Thoraxchirurgie.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

