



[OLYMPUS GASVORWÄRMER GSH-2 GSH2 GSH 2 WA58670A GASVORWÄRMER](#)

SKU: ES052025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Olympus GSH-2 (auch WA58670A) ist ein CO₂-Gasvorwärmer, der in der laparoskopischen Chirurgie verwendet wird. Er dient zur Temperierung des insufflierten Gases, um Unterkühlung und postoperative Schmerzen beim Patienten zu reduzieren.

Merkmale:

- Erwärmt CO₂-Gas vor der Insufflation
- Kompatibel mit Olympus-Endoskopie-Systemen
- Minimiert peritoneale Reizung
- Kompakt und einfach zu installieren
- Modellnummer: GSH-2 / WA58670A

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

