



## OLYMPUS GERÄTEWAGEN MIT TRENNTRAFO, SCHUBLADE

SKU: GR042025

zzgl. [Versandkosten](#)

Der Olympus Gerätewagen mit integriertem Trenntrafo und praktischer Schublade bietet eine sichere und flexible Lösung zur Stromversorgung und Aufbewahrung medizinischer Endoskopiegeräte. Durch seine kompakte Bauweise gewährleistet er optimale Mobilität und erleichtert den Arbeitsablauf in klinischen Umgebungen.



---

Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Olympus Gerätewagen mit Trenntrafo und Schublade** ist speziell für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen konzipiert und bietet eine optimale Lösung zur sicheren und übersichtlichen Aufbewahrung sowie zum Transport von medizintechnischen Geräten.

### Produktmerkmale:

- **Robuste Bauweise:** Der Gerätewagen ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die eine lange Lebensdauer und hohe Belastbarkeit gewährleisten. Die stabile Konstruktion sorgt für sicheren Stand und einfache Mobilität.
- **Integrierter Trenntrafo:** Für erhöhte Patientensicherheit ist der Wagen mit einem medizinisch zugelassenen Trenntrafo ausgestattet. Dieser schützt sowohl Patienten als auch medizinisches Personal vor elektrischen Risiken und gewährleistet eine sichere Stromversorgung der angeschlossenen Geräte.
- **Praktische Schublade:** Eine geräumige Schublade ermöglicht die übersichtliche Aufbewahrung von Zubehör,



Dokumentationen oder kleinen medizinischen Instrumenten. Die Schublade verfügt über einen sanften Lauf und lässt sich leicht öffnen und schließen.

- **Ergonomisches Design:** Der Gerätewagen ist mit leichtgängigen Rollen ausgestattet, die eine flexible und geräuscharme Mobilität gewährleisten. Die Rollen sind zudem mit Feststellbremsen ausgestattet, um den Wagen sicher zu fixieren.
- **Optimales Kabelmanagement:** Der Wagen verfügt über integrierte Halterungen und Führungselemente, die ein ordentliches Kabelmanagement ermöglichen und somit Stolperfallen und Kabelsalat verhindern.

### **Anwendungsbereiche:**

Der Olympus Gerätewagen mit Trenntrafo und Schublade eignet sich ideal für den Einsatz in:

- Operationssälen
- Endoskopie-Einheiten
- Behandlungsräumen
- Intensivstationen
- Untersuchungsräumen

### **Technische Daten:**

- Material: Hochwertiger Stahl mit pulverbeschichteter Oberfläche
- Trenntrafo: Medizinisch zertifiziert, Leistung und Schutzklasse gemäß IEC-Normen
- Abmessungen: Variabel je nach Modell (bitte Produktspezifikationen beachten)
- Schublade: Maße passend für gängige medizinische Zubehörteile
- Rollen: 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellbremse

Mit dem Olympus Gerätewagen mit Trenntrafo und Schublade erhalten Sie ein zuverlässiges, sicheres und funktionales Möbelstück, das speziell auf die hohen Anforderungen im medizinischen Alltag abgestimmt ist. Er unterstützt die effiziente Organisation und den sicheren Betrieb Ihrer medizinischen Geräte und trägt so maßgeblich zur Qualität der Patientenversorgung bei.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

