



OLYMPUS GIF-2T160 GIF 2T 160 VIDEOGASTROSKOP

SKU: DO052025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Olympus GIF-2T160 Videogastroskop ermöglicht hochauflösende Endoskopie mit exzellenter Bildqualität und präziser Steuerung. Es ist speziell für diagnostische und therapeutische Eingriffe im oberen Gastrointestinaltrakt konzipiert und überzeugt durch Zuverlässigkeit sowie ergonomisches Design.



Categories: [Flexible Endoskope & Zubehör](#),
[Gastroskop](#), [Videogastroskop](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Olympus GIF-2T160** ist ein hochwertiges Videogastroskop, das speziell für die flexible Endoskopie des oberen Gastrointestinaltrakts entwickelt wurde. Es bietet eine exzellente Bildqualität und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in der diagnostischen und therapeutischen Endoskopie.

Technische Merkmale und Ausstattung:

- **Optik:** Hochauflösende Videooptik zur präzisen Darstellung der Schleimhautstrukturen
- **Instrumentenkanal:** Breiter Kanal mit einem Durchmesser von 2,8 mm, geeignet für verschiedene endoskopische Instrumente und Zubehör
- **Flexibilität:** Verbesserte Manövrierbarkeit und Steuerbarkeit zur optimalen Erreichung aller anatomischen Regionen des oberen GI-Trakts
- **Spül- und Absaugfunktion:** Integrierte Spülvorrichtung und effiziente Absaugung zur Entfernung von Flüssigkeiten und Sekreten während der Untersuchung



- **Lichtquelle:** Moderne LED- oder Xenon-Lichtquelle (abhängig vom System) für helle und kontrastreiche Bilder

Anwendungsbereiche:

- Diagnostik von Erkrankungen der Speiseröhre, des Magens und des Duodenums
- Biopsieentnahmen zur histologischen Untersuchung
- Therapeutische Eingriffe wie Polypektomie, Blutstillung oder Dilatation
- Überwachung und Verlaufskontrolle von gastrointestinalen Erkrankungen

Vorteile des Olympus GIF-2T160:

- Erstklassige Bildqualität für eine sichere Diagnostik
- Ergonomisches Design für komfortable Handhabung auch bei längeren Untersuchungen
- Robuste Bauweise für eine lange Lebensdauer und zuverlässigen Einsatz im Klinikalltag
- Kompatibilität mit gängigen Olympus Videoprocessors und Zubehörteilen

Das Olympus GIF-2T160 Videogastroskop ist somit eine ideale Wahl für Kliniken und Praxen, die Wert auf eine präzise, sichere und vielseitige Endoskopie legen. Es unterstützt Ärzte dabei, Diagnosen schnell und zuverlässig zu stellen sowie therapeutische Maßnahmen effektiv durchzuführen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

