




[OLYMPUS GIF-Q165 VIDEO GASTROSKOP](#)

SKU: IO102024

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Olympus GIF-Q165 Video Gastroskop bietet hochauflösende Bildgebung und flexible Handhabung für präzise gastrointestinale Diagnosen. Mit seiner fortschrittlichen Optik und ergonomischen Bauweise gewährleistet es eine sichere und effiziente Endoskopie.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Olympus GIF-Q165 Video Gastroskop** ist ein hochmodernes Endoskop, das speziell für die Untersuchung des oberen Gastrointestinaltrakts entwickelt wurde. Es bietet eine hervorragende Bildqualität und eine zuverlässige Leistung, die sowohl in der Routineendoskopie als auch in spezialisierten diagnostischen und therapeutischen Verfahren unverzichtbar ist.

Dank seiner fortschrittlichen Optik und innovativen Technologien ermöglicht das GIF-Q165 eine präzise Darstellung der Schleimhautstrukturen und Gefäße, was die Erkennung von Pathologien wie Entzündungen, Ulzerationen oder Tumoren erleichtert. Die integrierte Video-Funktion unterstützt eine direkte Übertragung hochauflösender Bilder auf externe Monitore, wodurch eine optimale Visualisierung während der Untersuchung gewährleistet wird.

Technische Merkmale und Vorteile:

- **Optische Qualität:** Hochauflösendes Bild mit hervorragender Farbtreue und Kontrast zur verbesserten Erkennung von Gewebeeränderungen.
- **Flexible Bauweise:** Der biegsame Schaft ermöglicht eine einfache Navigation durch die komplexen anatomischen Strukturen des Gastrointestinaltrakts.
- **Ergonomisches Design:** Komfortable Handhabung für den Untersucher, um Ermüdungserscheinungen



während längerer Eingriffe zu reduzieren.

- **Arbeitskanal:** Breiter Arbeitskanal (Ø 2,8 mm) zur Einführung von Instrumenten für Biopsien, Polypektomien oder andere therapeutische Anwendungen.
- **Reinigungs- und Sterilisationsfähigkeit:** Kompatibel mit standardisierten Reinigungs- und Desinfektionsverfahren, um höchste Hygienestandards sicherzustellen.
- **Lichtquelle:** Effiziente LED-Beleuchtung für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Untersuchungsgebiets.

Das Olympus GIF-Q165 Video Gastroskop ist somit ein unverzichtbares Werkzeug für Gastroenterologen, das höchste Ansprüche an Bildqualität, Funktionalität und Patientensicherheit erfüllt. Es unterstützt eine präzise Diagnostik und effiziente Therapie und trägt wesentlich zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

