



[OLYMPUS LS-10 + AS-L10 ADAPTER](#)

SKU: CZ042025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Olympus LS-10 ist eine kompakte Lichtquelle, die in der Endoskopie für eine optimale Ausleuchtung sorgt. Der AS-L10 Adapter ermöglicht die Verbindung zwischen Lichtquelle und Endoskop oder anderem optischem Equipment. Ideal für flexible und starre Endoskopie-Anwendungen.

Einsatzgebiet:

- Endoskopische Untersuchungen
- Beleuchtung bei minimal-invasiven Eingriffen
- Medizinische Bildgebung

Merkmale:

- Leistungsstarke und stabile Lichtquelle
- Kompatibel mit verschiedenen Endoskopen dank Adapter
- Einfache Montage und Bedienung
- Kompaktes, mobiles Design

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

