



## [OLYMPUS OVC 100 -OVC100 EVIS OVC-100 + MD-252 FIBERSCOPE VIDEO CONVERTER](#)

SKU: HK052025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Olympus OVC 100** in Kombination mit dem **MD-252 Fiberscope Video Converter** stellt eine hochmoderne Lösung für die Bildübertragung und -anzeige in der Endoskopie dar. Dieses System wurde speziell entwickelt, um die hervorragenden optischen Eigenschaften von Olympus-Fiberskopen optimal zu nutzen und gleichzeitig eine verbesserte Visualisierung für medizinische Fachkräfte zu gewährleisten.

#### Produktbeschreibung:

- **Video Converter MD-252:** Dieses Gerät wandelt die optischen Signale des Fiberskops in hochauflösende Videosignale um. Dadurch können Bilder in Echtzeit auf kompatiblen Monitoren dargestellt werden, was eine präzise Diagnostik und eine bessere Beurteilung der anatomischen Strukturen ermöglicht.
- **Kompatibilität:** Der OVC-100 ist speziell auf Olympus-Fiberskope abgestimmt, insbesondere auf Modelle wie das MD-252. Diese Kombination sorgt für eine optimale Bildqualität und eine zuverlässige Signalübertragung.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Das System ist leicht zu bedienen und lässt sich schnell in bestehende endoskopische Arbeitsabläufe integrieren. Die einfache Handhabung minimiert den Schulungsaufwand und erhöht die Effizienz im klinischen Alltag.
- **Robustheit und Langlebigkeit:** Olympus Produkte zeichnen sich durch ihre hohe Verarbeitungsqualität aus. Der OVC 100 und der MD-252 sind für den dauerhaften Einsatz in medizinischen Einrichtungen konzipiert und entsprechen den strengen Anforderungen an Hygiene und Sicherheit.

#### Technische Vorteile:

- Ermöglicht die Echtzeit-Visualisierung von endoskopischen Untersuchungen
- Optimiert die Bildqualität durch präzise Signalumwandlung



- Unterstützt eine Vielzahl von Olympus Fiberskopen für flexible Einsatzmöglichkeiten
- Ermöglicht einfache Integration in bestehende Videoendoskopie-Systeme

### **Anwendungsgebiete:**

Das Olympus OVC 100 mit dem MD-252 Fiberscope Video Converter wird vor allem in der **HNO-Medizin, Gastroenterologie, Urologie** und anderen Bereichen der minimalinvasiven Diagnostik und Therapie verwendet. Die verbesserte Bilddarstellung unterstützt Ärzte bei der genauen Diagnose, Biopsieentnahme und gezielten Behandlung.

Zusammenfassend bietet das Olympus OVC 100 + MD-252 Fiberscope Video Converter System eine zuverlässige, qualitativ hochwertige und benutzerfreundliche Lösung zur Bildübertragung und -visualisierung in der medizinischen Endoskopie. Es trägt maßgeblich zur Effizienz und Sicherheit der Untersuchungen bei und unterstützt so eine optimale Patientenversorgung.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

